

Link do produktu: <https://www.apis-stores.com/51865-express-lifting-koncentrat-z-tensup-30-ml-p-21.html>



51865 EXPRESS LIFTING Koncentrat intensywnie napinający i wygładzający z kompleksem TENS'UP™ / 30ml

Cena	79,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5901810000424
Kod EAN	5901810000424

Opis produktu

Czy to jest produkt dla Ciebie?

1. Jeżeli Twoja skóra jest wiotka i słabo napięta, masz widoczne zmarszczki

2. Jeżeli oczekujesz natychmiastowego liftingu

Wybrałeś/eś idealny produkt dla siebie

Jakie ma składniki aktywne?

- ♥ **kompleks TENS UP** - daje natychmiastowy i długotrwały efekt liftingu
- ♥ **ekstrakt z awokado** - odżywia i wzmacnia skórę
- ♥ **kwask hialuronowy** - nawilża
- ♥ **proteiny jedwabiu** - nadaje miękkość o gładkość skórze, działa liftingująco
- ♥ **ceramidy** - mają działanie ujędrniające i odbudowujące
- ♥ **ekstrakt z nasion Inu** - zmiękcza skórę i łagodzi podrażnienia
- ♥ **olej słonecznikowy** - działa przeciw starzeniowo i regenerująco
- ♥ **masło shea** - dodaje blasku, odżywia, nawilża i wygładza skórę
- ♥ **olejek arganowy** - regeneruje, nawilża, redukuje zmarszczki

Dlaczego właśnie ten produkt?

Koncentrat intensywnie napinający i wygładzający z kompleksem TENS UP z przełomowym kompleksem TENS UP – który jest nowoczesnym składnikiem aktywnym o wyraźnym efekcie liftingującym i naprężającym. Skóra jest wygładzona a zmarszczki oraz linienie mimiczne są mniej widoczne – co potwierdziły testy in-vivo*. Zwiększa również syntezę kolagenu i poprawia kondycję skóry. W połączeniu z kwasem hialuronowym, masłem shea i olejem arganowym zapewnia skórze perfekcyjne wygładzenie.

Jak jej użyjesz?

Koncentrat możesz stosować raz lub dwa razy dziennie. Pamiętaj, że Twoja skóra musi zostać dobrze przygotowana. Oczyść ją dokładnie, zaaplikuj tonik i dopiero później z dużą dokładnością użyj kilku kropli koncentratu. Rozprowadź go na twarz, szyję i dekolt. Poczekać chwilę aż się wchłonie. Nie zmywaj!

Zastosuj teraz swój ulubiony krem lub serum. Używaj raz lub dwa razy dziennie.

Produkt możesz wprowadzać ultradźwiękami, mezoterapią bezigłową lub mikroigłową

Możesz również zaaplikować na niego dowolną maskę algową.

Aby efekt był intensywniejszy zaaplikuj po koncentracji Serum intensywnie napinające z kompleksem TENS UP

Pamiętaj aby nie dotykać pipetą skóry!

***test in-vivo - ocena kliniczna, pod ścisłą kontrolą medyczną, wykonywane na ludzkiej skórze**