

Link do produktu: <https://www.apis-stores.com/52625-sekret-mlodosci-koncentrat-30ml-p-98.html>



## 52625 SEKRET MŁODOŚCI Koncentrat wypełniająco-napinający z kompleksem Linefill™ / 30 ml

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>80,00 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>          |
| Numer katalogowy | <b>5901810002220</b>      |
| Kod EAN          | <b>5901810002220</b>      |

### Opis produktu

#### Czy to jest produkt dla Ciebie?

1. Jeżeli masz zmarszczki, skóra jest wiotka i słabo napięta
2. Jeżeli idziesz na imprezę i potrzebujesz efektu WOW

Wybrałaś/eś idealny produkt dla siebie

#### Jakie ma składniki aktywne?

- ♥ **kompleks linefill** - rekukuje zmarszczki i wygładza skórę
- ♥ **ekstrakt z orchidei** - działa odmładzająco
- ♥ **alga brunatna** - stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, ujędźnia i odżywia skórę
- ♥ **kwask hialuronowy** - nawilża
- ♥ **skwalan z oliwek** - regeneruje, głęboko nawilża

#### Dlaczego właśnie ten produkt?

Koncentrat wypełniająco-napinający z kompleksem Linefill to wysokoskoncentrowany preparat z aktywnie pobudzającym syntezę kompleksem Linefill.

Formuła zawiera algę brunatną stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawia mikrokrążenie. Serum zawiera długotrwale nawilżający kwas hialuronowy, rewitalizujący ekstrakt z orchidei, antyoksydant opóźniający proces starzenia skwalan z oliwek.

**Preparat doskonale nawilża, wygładza zmarszczki, nadaje skórze aksamitną gładkość i diamentowy blask.**

#### Jak jej użyjesz?

Koncentrat możesz stosować raz lub dwa razy dziennie. Pamiętaj, że Twoja skóra musi zostać dobrze przygotowana. Oczyszczyć ją dokładnie, zaaplikuj tonik i dopiero później z dużą dokładnością użyj kilku kropli koncentratu. Rozprowadź go na twarz, szyję i dekol. Poczekaj chwilę aż się wchłonie. Nie zmywaj!

**Zastosuj teraz swój ulubiony krem lub serum. Używaj raz lub dwa razy dziennie.**

---

**Produkt możesz wprowadzać ultradźwiękami, mezoterapią bezigłową lub mikroigłową**

**Możesz również zaaplikować na niego dowolną maskę algową.**

**Aby efekt był intensywniejszy zaaplikuj po koncentracji serum wypełniająco-napinające z kompleksem Linefill.**

**Pamiętaj aby nie dotykać pipetą skóry!**