

Link do produktu: <https://www.apis-stores.com/53915-mask-a-1gowa-snap8-p-342.html>



53915 LIFTING PEPTIDE Liftujaco napinajaca maska algowa z Snap-8 peptide / 200g

Cena	76,65 zł
Dostępnosc	Dostępný
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5901810006990
Kod EAN	5901810006990

Opis produktu

1. Jeżeli Twoja skóra jest dojrzała, odwodniona, z mimicznymi zmarszczkami, wymagająca szybkiego liftingu i napięcia

2. Twoja skóra traci jędrność

Wybrałaś/eś idealny produkt dla siebie!

Jakie ma składniki aktywne?

♥ **Alginat** - to naturalny polisacharyd w postaci soli sodowej kwasu alginowego pozyskiwany z alg brunatnych. Kwas alginowy, który jest zbudowany jest z kwasu mannuronowego i guluronowego działa na skórę odmładzająco, immunostymulująco, nawilżająco i regenerująco oraz ma zdolność wiązania toksyn.

♥ **Biomimetyczny SNAP-8™ peptide** - mechanizm działania SNAP-8 polega na blokowaniu skurczy mięśni mimicznych, w efekcie zmarszczki ulegają spłyceniu, a skóra jest wygładzona. Jest alternatywą do toksyny botulinowej.

♥ **Kwas hialuronowy 4D** - tworzy trójwymiarową sieć mającą zdolność wpływania na różne, nawet głębokie warstwy skóry. Wiążąc wodę w naskórku, zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz nadaje skórze elastyczności i sprężystości.

Dlaczego właśnie ta maska?

Maska algowa oparta o nowatorski biomimetyczny SNAP-8™ peptide oraz kwas hialuronowy 4D. Innowacyjne połączenie kwasu hialuronowego złożonego z czterech rodzajów cząsteczek hialuronianów o różnych wielkościach z neuropeptydem, który blokuje skurcze mięśni mimicznych, działa rozkurczająco i jest alternatywą do toksyny botulinowej. Efekt? Poprawa gęstości i redukcja zmarszczek mimicznych oraz doskonałe nawilżenie skóry na jej różnych poziomach.

Wskazania: dla każdego rodzaju cery dojrzałej, odwodnionej z tendencją do zmarszczek, wymagającej szybkiego liftingu.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Jak jej użyjesz?

Do 15-20 gram maski algowej dodaj około 40ml wody mineralnej niegazowanej (miarka w opakowaniu). Przez kilkadziesiąt sekund energicznie mieszaj – maska nie może być ani za gęsta ani za płynna. Powinna mieć konsystencję „gęstej śmietany” Nałóż ją szpatułką na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

Poczekaj 15-20 minut i ściągnij ją w całości. Jeżeli zostaną jakieś pozostałości maski na skórze to usuń je wodą lub tonikiem.

Najlepiej stosuj ją raz w tygodniu, a pod maskę algową zaaplikujHyaluron 4D zSNAP-8TM peptide.