

Link do produktu: <https://www.apis-stores.com/53935-platinum-gloss-aktywny-koncentrat-odmładzaja-p-431.html>



53935 PLATINUM GLOSS Aktywny koncentrat odmładzają

Cena	52,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5901810008154
Producent	Brak

Opis produktu

Czy to jest produkt dla Ciebie?

1. Jeżeli masz cerę dojrzałą
2. Zależy Tobie na regeneracji i wygładzeniu
3. Oczekujesz natychmiastowego działania

Wybrałaś/eś idealny produkt dla siebie!

Składniki aktywne

♥ **Platyna koloidalna**- działa oczyszczająco, łagodząco, regenerująco i przeciwzapalnie. Redukuje przebarwienia skóry. Rekonstruuje tkanki skórne, wzmacnia działanie antyoksydantów. Wspomaga nawilżenie, wygładza skórę i ją rozjaśnia.

♥ **Peptyd miedziowy**- wspomaga produkcję kolagenu i elastyny, co ma przełożenie w redukcji drobnych linii i zmarszczek. Działa jako przeciwutleniacz, minimalizuje skutki starzenia się skóry, regeneruje skórę.

♥ **Kwas hialuronowy**- długotrwale nawilża, wygładza zmarszczki, ujędśnia i poprawia elastyczność. ♥ **Niacynamid**- witamina B3, zmniejsza widoczność rozszerzonych ujść gruczołów łojowych, ponadto poprawia nawodnienie skóry i zapobiega powstawaniu przebarwień. ♥ **Bio-propanediol**- to roślinna alternatywa dla glikolu, ma działanie nawilżające, wspomaga przenikanie składników aktywnych w głąb skóry.

Dlaczego właśnie ten produkt?

Skoncentrowany preparat nasycony składnikami aktywnymi do skutecznej kuracji przeciwstarzeniowej. Jego kompleksowe działanie oparte jest na koloidalnej platynie i tripeptydzie miedziowym. Chroni skórę przed starzeniem chronologicznym i fotostarzeniem, podczas gdy niacynamid wyraźnie poprawia jej strukturę i kondycję. Skóra staje się jędrna i elastyczna, a zmarszczki mniej widoczne.

Jak go użyjesz?

Cienką warstwę preparatu rozprowadź równomiernie na oczyszczonej skórze twarzy, szyi i

dekoltu. Pozostaw do wchłonięcia. Pamiętaj aby nie dotykać pipetą skóry! Zastosuj teraz swój ulubiony krem, najlepiej z tej samej linii.

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNAĆ!

Produkt możesz wprowadzać przy pomocy ultradźwięków wykorzystując żel do ultradźwięków Apis, mezoterapią bezigłową lub mikroigłową, jonoforezą, infuzją tlenową. Możesz również zaaplikować na niego dowolną maskę algową, kremową, serum, krem.

pojemność 30 ml