

Link do produktu: <https://www.apis-stores.com/7591-expert-med-care-hybrydowy-tonik-lagodzaco-nawilzajacy-1l-p-758.html>



7591 EXPERT MED CARE Hybrydowy tonik łagodząco-nawilżający / 1l

Cena	103,95 zł
Numer katalogowy	5901810007591
Kod EAN	5901810007591

Opis produktu

Tonik do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu o delikatnej formule. Przeznaczony do stosowania z urządzeniami kosmetycznymi. Sprawdzi się idealnie w przypadku każdego typu cery zwłaszcza zmęczonej, odwodnionej i wymagającej odświeżenia. Tonik pozwala w przyjemny sposób oczyścić pory skóry z zanieczyszczeń oraz złuszczyć warstwę rogową naskórka. Sprawia, że skóra staje się gładka w dotyku #i odpowiednio nawilżona. Ekstrakt ze smoczego owocu i kwas hialuronowy o doskonałych właściwościach wiążących wodę w naskórku skutecznie redukują suchość i szorstkość skóry. Dodatek soku z miększu liści aloesu i d-pantenolu nie tylko koi i łagodzi podrażnienia ale również przyspiesza jej regenerację.

WŁAŚCIWOŚCI:

- przyjemnie odświeża i oczyszcza
- łagodzi i koi podrażnienia skóry
- intensywnie nawilża oraz wygładza
- przyspiesza regenerację komórek naskórka

SKŁAD/INCI: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cannabis Sativa Leaf/Stem Water, Citric Acid, Glycerin, Propanediol, D-panthenol, Sodium Hyaluronate, Hylocereus Undatus Fruit Extract, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum

Wskazania: dla każdego rodzaju skóry.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Sposób użycia: postępuj zgodnie z procedurą zabiegu.

1. Oczyszczanie wodorowe - preparat wlać do odpowiedniego pojemnika i rozpocząć etap oczyszczania.
2. Peeling kawitacyjny - przetrzyj skórę wilgotnym wacikiem nasączonym tonikiem i rozpocznij peeling.
3. Nanieś preparat na wacik kosmetyczny i stosuj manualnie w celu odświeżenia i tonizacji skóry.

Polecany do zabiegów:

- oczyszczanie wodorowe z funkcją hydrabrazji
- peeling kawitacyjny
- tonizacja skóry przed zabiegami iniekcyjnymi jak mezoterapia igłowa i mikroigłowa, (RF) mikroigłowa
- przed radiofrekwencją (RF)
- przed laserem frakcyjnym